

Nebulizador PARI LC+™ [PARI LC+™ Nebulizer]

¿Cómo uso el nebulizador PARI LC+™?

Paso 1: Durante todo el tratamiento debe estar sentado/a y despierto/a.

Paso 2: Enchufe la máquina del compresor a un tomacorriente eléctrico.

Paso 3: Abra el recipiente del nebulizador girando la parte superior en sentido antihorario (a la izquierda).

Paso 4: Vierta el medicamento en el recipiente del nebulizador. **Si su equipo de atención se lo recomienda**, agregue la solución salina.

Paso 5: Vuelva a colocar la parte superior del nebulizador girándola en sentido horario (a la derecha) hasta que esté firmemente cerrada.

Paso 6: Coloque la mascarilla o la boquilla en el recipiente del nebulizador.



Nota: Si usa una mascarilla, no la coloque **directamente** en el recipiente del nebulizador. Coloque la mascarilla en un codo o en una pieza y. Consulte las instrucciones que se incluyen con la mascarilla.



Paso 7: Conecte un extremo del tubo de plástico claro en la máquina del compresor y el otro extremo en el recipiente del nebulizador.

Paso 8: Encienda la máquina del compresor. Una fina vaporización saldrá del nebulizador.

***Nota:** Si el nebulizador no produce una vaporización, vierta el medicamento, enjuague con agua destilada y vuelva a comenzar.

Paso 9: Inhale y exhale normalmente hasta que se haya terminado el medicamento. Le llevará alrededor de 10 minutos.

***Nota:** Si puede, respire profundo una vez más y contenga la respiración durante 5 o 10 segundos.

Paso 10: Cuando escuche que el nebulizador hace un sonido de chisporroteo, tape el recipiente para que las gotas de medicamento del costado se puedan nebulizar

¿Cómo limpio el nebulizador PARI LC+™?

- **Después de cada tratamiento**, separe el nebulizador y lávelo con agua tibia y jabón líquido para vajilla. Esto incluye la mascarilla o la boquilla. Frote para limpiar las secreciones

“pegadas”. Enjuague todas las partes. Sacuda el exceso de agua y permita que se seque al aire.

- Si no se enjuaga el nebulizador después de cada tratamiento, los pequeños orificios que se encuentran dentro del mismo se obstruirán y no crearán una vaporización.
- **No** enjuague el tubo claro del compresor.
- **Una vez por semana**, después de la limpieza, debe desinfectar el nebulizador y la mascarilla o la boquilla utilizando **cualquiera** de los siguientes métodos:
 - Hiérvalos en una olla limpia con agua durante 10 minutos completos
 - sumérgalos en una solución de 1 parte de vinagre blanco destilado y 3 partes de agua caliente del grifo durante 1 hora.
 - Después de sumergirlos, enjuague todas las partes con agua destilada y déjelas secar al aire.
 - **Puede hacer el agua destilada hirviendo el agua del grifo durante 10 minutos.**

Video sobre cómo usar el nebulizador Pari con una mascarilla:

